



Switzerland

www.occrussia.ru



Тщательная дезинфекция и очистка стоматологических и хирургических инструментов имеет важное значение

Очистка и дезинфекция поверхностей имеет решающее значение для предотвращения распространения заболеваний в лечебно-профилактических учреждениях

ИНСТРУМЕНТЫ

ПОВЕРХНОСТИ

РУКИ

**АСПИРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ЗУБНЫЕ СЛЕПКИ**



Преимущества

Уз. Ванны

Состав в 100г

Запах

**OROCID
MULTISEPT®
Plus**

Концентрат для стоматологических и хирургических инструментов

Экономичный. Мощный. Широкий спектр действия. Содержит ингибиторы коррозии.

9,8 г алкиламина, 4,2 г N, N-дидецил-N-метил-поли(оксизтил) пропионат аммония, вспомогательные вещества

Ароматный

**OROLIN®
Burbath**

Готовое средство для вращающихся стоматологических инструментов (Борь)

Молниеносный. Мощный. Не требуется ополаскивание. Содержит ингибиторы коррозии.

32 г изопропанола, 0,7 г феноксиэтанол, 0,2 г четвертичные аммониевые соединения, щелочные, ПАВ

Спиртовой

ULTRACLEAN-3

Щелочной концентрат для очистки в Уз Ванны

Ультразвуковой. Мощный очиститель. Удаляет остатки крови, белка.

16 г гидроксида калия, комплексобразователь, специальные поверхностно-активные вещества

Ароматный

DENTIRO® Wipes

Полностью вируцидные дезинфицирующее салфетки с низким содержанием алкоголя для небольших поверхностей.

Действует на 101 микроорганизм. Активность 60 сек.

31,3 г этанола, 16,7 г изопропанола

Классический Лимон Цветочный

**ISORAPID®
Liquid**

Готовое быстродействующее эффективное дезинфицирующее средство с широким спектром действия.

Быстродействующий. Широкий спектр.

50 г 1-пропанол, 0,057 г аминоксилглицин

Легкий спитовой

**ISORAPID®
Floor**

Концентрированное мощное дезинфицирующее и моющее средство. Долгое антимикробное действие после высыхания.

Мощный. Экономичный. 1л = 200л рабочего раствора.

13,9 г N, N-бис(3-аминопропил) додециламина, анионные ПАВ, неионогенные ПАВ, чистящие вещества, отдушки

Свежий океан

Эффективность / Время экспозиции

Бактерицид	● 0,25% / 15 мин	● 30 сек	● 5% / 15 мин
Устойчивых к антибиотикам бактерий	● 0,25% / 15 мин	● 30 сек	
Микробактерии туберкулеза	● 2% / 60м, 5% / 15м	● 60 сек	
Устойчивые к антибиотикам дрожжи		● 30 сек	
Фунгицидный		● 60 сек	● 5% / 30 мин
Оболочечные вирусы		● 60 сек	
Коронавирус	● 0,25% / 15 мин		
Гепатит В	● 2% / 60м, 4% / 30м	● 30 сек	
Гепатит С	● 0,5% / 5 мин	● 30 сек	
Герпес		● 30 сек	
ВИЧ	● 30 сек	● 30 сек	
Аденовирус	● 2% / 60 мин	● 60 сек	
Вирус полиомиелита		● 60 сек	
Упаковка	1л / 2л / 5л	1л / 2л / 5л	1л

Эффективность / Время экспозиции

● 60 сек	● 60 сек	● 0.5% / 15 мин
● 60 сек	● 60 сек	
● 60 сек	● 60 сек	
● 60 сек	● 60 сек	
● 60 сек	● 60 сек	
● 60 сек	● 60 сек	
● 30 сек	● 30 сек	
● 30 сек	● 30 сек	● 1% / 15 мин
● 30 сек	● 30 сек	● 1% / 15 мин
● 15 сек	● 15 сек	● 0.25% / 5 мин
● 15 сек	● 15 сек	
● 30 сек	● 30 сек	● 1% / 15 мин
● 60 сек	● 60 сек	
● 60 сек	● 60 сек	
120 шт.	1л / 5л	1л / 2л / 5л





Switzerland


www.occrussia.ru



ИНСТРУМЕНТЫ



ПОВЕРХНОСТИ



РУКИ



АСПИРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ЗУБНЫЕ СЛЕПКИ



OROSEPT®
Solution

Готовое дезинфицирующее средство широкого спектра действия с увлажняющими факторами для гигиенической и хирургической обработки рук.

Преимущества

Быстродействующий. Полный спектр действия. Не аллергенно.

Состав в 100г

44,9 г изопропанола, 30,0 г 1-пропанола, 0,15 г хлорида, вода, природные увлажняющие факторы, духи

Запах

Лимон



ORO CLEAN®
Plus

Концентрат широкого спектра для дезинфекции, очистки и дезодорации зубных систем всасывания.

Преимущества

Безальдегидный. Экономичный. 1л=50л рабочего р-ра. Не пенится. Бережно очищает.

Состав в 100г

5 г хлорида бензалкония, анти-пенообразователи, специальные ПАВ

Запах

Ароматный

ASEPTOPRINT®
Liquid

Концентрированный экономичный дезинфектант для зубных слепков из альгинатов, полиэфир, полисульфида, силиконов.

Безальдегидный. Быстродействующий. 1л=50л рабочего р-ра. Широкий спектр действия.

30,0 г хлорида бензалкония, ПАВ, чистящие вещества, вспомогательные вещества

Ароматный

Эффективность / Время экспозиции

Бактерицид	● 30 сек
Устойчивых к антибиотикам бактерий	● 30 сек
Микробактерии туберкулеза	● 30 сек
Кандиды	● 30 сек
Коронавирус	● 30 сек
Гепатит В	● 30 сек
Гепатит С	● 30 сек
ВИЧ	● 30 сек
Вирус гриппа А	● 30 сек
Аденовирус	● 60 сек
Норовирус	● 3 мин

Эффективность / Время экспозиции

Бактерицид	● 2% / 30 мин	● 2% / 10 мин
Кандиды	● 2% / 30 мин	● 2% / 10 мин
Оболочечные вирусы		● 2% / 10 мин
Гепатит В	● 2% / 30 мин	● 2% / 10 мин
Гепатит С	● 2% / 5 мин	● 2% / 10 мин
Герпес		● 2% / 10 мин
ВИЧ	● 2% / 30 мин	● 2% / 10 мин
Вирус гриппа А		● 2% / 10 мин
Вирус оспы		● 2% / 10 мин
Ротавирус		● 2% / 10 мин



Упаковка

100мл/500мл/1л/2л/5л

Упаковка

2л / 5л

1л