



Micro 10[®]

Unisepta[®]

Правильная обработка инструментов до и после лечения пациента имеет первостепенное значение. Микро 10 обладают превосходной моющей способностью, дезинфицирующими свойствами и бережно ухаживают за стоматологическими и хирургическими инструментами.

Продукты Unisepta[®] создают чистую, безопасную окружающую среду и удобны для использования в перерыве между пациентами, когда время очень важно. Отличное решение для обработки чувствительных материалов и для быстрой дезинфекции поверхностей.

Micro 10[®] Excel

Micro 10[®]+

Micro 10[®] Enzyme 2

	Новое поколение, без альдегида. Высокая производительность. Предварительная стерилизация. Дезинфекция и чистка.	Без альдегида. Предварительная стерилизация. Дезинфекция и чистка.	Мощный, трех ферментный, без альдегида. Предварительная стерилизация. Дезинфекция и чистка.
Главная особенность	Запатентованная формула	Экономичный	Тройной фермент
Боры	●	●	●
УЗ. Ванны	●	●	●
Разведение	1% 2%	2%	1%
Режим	30 мин 10 мин	60 мин	5 мин
Запах	Мята	Без запаха	Цитрус

Эффективность

Бактерицид	● вкл.MRSA	●	●
Кандида белая	●	●	●
ВИЧ	●	●	●
Гепатит В	●	●	●
Гепатит С	●	●	●
Вирус герпеса	●	●	●
Ротавирус	●		
Вирус коревой оспы	●		●
Аденовирус	● 60 мин		
Микобактерии	●		
Норовирус	●		
Микробактерия туберкулёза		● 5%	
Фунгицид	●		
Кандида	●		● 30 мин
Упаковка	1л / 2.5л	1л / 2.5л / 5л	1л / 2.5л / 5л

Unisepta[®] Foam 2

Unisepta[®] Plus Wipes

Unisepta[®] All Surfaces

	Дезинфицирующий спрей для бережной очистки стоматологических кресел.	Салфетки для дезинфекции поверхностей медицинских устройств.	Концентрат для дезинфекции очистки любых поверхностей.
Главная особенность	Без спирта	Быстродействующий	Экономичный. Для больших поверхностей, этажи и т.д.
Формы	Готовый	Салфетки	Концентрат
Режим	30 сек	30 сек	15 мин
Запах	Апельсин	Цитрус	Цитрус

Эффективность

Бактерицид	● вкл.MRSA	● вкл.MRSA	● вкл.MRSA
Кандида белая	●	●	●
ВИЧ	●	●	●
Гепатит В	●	●	●
Гепатит С	●	●	●
Вирус герпеса	●	●	●
Ротавирус	●	●	
Вирус коревой оспы	●	●	●
Аденовирус		●	
Коронавирус		●	
Туберкулоцид		●	● 60 мин
Полиомавирус	●		
Вирус гриппа		●	
Упаковка	750мл / 5л	150 салфеток	



Unident

USF Healthcare www.usfrussia.ru

Dermocol®

Vacucid® 2 Unident® Impre

Использование качественных продуктов гигиены - признак безопасности и защиты как для пациента так и для медицинский персонала. Dermocol® предоставляет полный спектр гигиены для рук, который обеспечивает защиту и уход, увлажняя кожу до естественного PH.

Правильная очистка и обслуживание всасывающих систем предотвращает появление биопленки и неприятных запахов.

Дезинфекция и очистка стоматологических материалов (слепки, протезы)



Dermocol® New Colourless



На основе этанола с смягчителями и увлажняющими кремами. Используется с Небуцидом.

Главная особенность	Превосходно переносится кожей рук
Чувствительная кожа	●
Готовый	●
Режим	30 сек
Запах	Слегка ароматизирован

Эффективность

Бактерицид	● вкл. MRSA
Туберкулоцид	●
Кандида белая	●
ВИЧ	●
Гепатит В	●
Гепатит С	●
Вирус герпеса	●
Роотавирус	●
Норовирус	●
Вирус гриппа	●
Полиомавирус	●
Аденовирус	●
Коронавирус	●
Упаковка	500мл / 1л

Главная особенность

Форма

Разведение

Режим

Ежедневная дезинфекция устраняет неприятный запах для всех типов систем всасывания.
Не пенящийся
Концентрат
2%
15 мин

Эффективность

Бактерицид

 ● |

Туберкулоцид

 ● 60 мин |

Кандида белая

 ● |

ВИЧ

 ● |

Вирус коровьей оспы

 ● |

Гепатит С

 ● |

Вирус герпеса

 ● |

Упаковка 1л / 5л

Vacucid® Systematic

Система дозирования для смешивания и дозирования разбавленных растворов Vacucid® 2 для всех видов аспирационных систем. Два переходника для простого и быстрого подключения. Дозирует до 2 л раствора.

Vacucid® 2

Unident® 2 Impre

Главная особенность

Форма

Разведение

Режим

Дезинфекция и очистка слепков из альгинатов, силиконов, полиэфира, полисульфида и гидроколлоида.
Безопасный и надежный. Слепки сохраняют форму
Концентрат
10%
15 мин

Эффективность

Бактерицид

 ● |

Туберкулоцид

 ● 60 мин |

Кандида белая

 ● |

Фунгицид

 ● |

ВИЧ

 ● |

Гепатит С

 ● |

Гепатит В

 ● |

Вирус герпеса

 ● |

Упаковка 1л